

【温度管理】システムのご案内

ワクチンのムダをなくします！



温度管理システム **OnDoll** (オンドール)

Computex®

TEL : 075-551-0528

コンピューテックス OnDoll



新型コロナ・ワクチンの温度異常を検知

コンセント抜けによる温度上昇!

たとえば…
ファイザーワクチン
ディープフリーザ 保管中

-80°C

冷凍庫の故障による温度上昇!

たとえば…
モデルナワクチン
フリーザ 保管中

-20°C

扉が開きっぱなしによる温度上昇!

たとえば…
解凍後バイアル
接種直前シリンジ 保管中

2°C~8°C


「異常検知」をお知らせ！ すぐに分かるから、すぐに対処できる！

ワクチン保管場所から離れた場所でも
ブザーで異常をお知らせ

たとえば、当直室で…



自宅や、外出先でも
メールで異常をお知らせ



どこからでもクラウドで温度を確認



OnDollは、温度管理ミスによるワクチン廃棄を防止するシステムです

簡単に
導入！

工事や わずらわしい設定不要

- ・24時間365日 温度データを収集し、docomo回線でクラウドにアップロード
- ・設置工事やネットワーク設定など、煩わしい作業は不要
- ・置くだけですぐに運用開始

置くだけ
簡単動作



異常検知

すぐにわかるから すぐに対処できる

- ・温度の逸脱をブザーでお知らせ
- ・現場にいらなくてもメールの自動送信
- ・どこからでもクラウドで確認可能



現場ではブザーでお知らせ

遠隔地ではメールでお知らせ



確実な
監視

機器トラブル検知

- ・ネットワーク障害時はデータを一時保存し、復旧後に再送
- ・機器の故障や長時間のデータ未収集をメールでお知らせ
- ・電池残量不足でもメールで通知



通信障害



機器の故障




電池切れ

クラウド
管理

いつでも、 どこからでも確認できる

- ・収集データはクラウドで一括管理
- ・離れた場所からでも記録温度データの閲覧可能


記録した温度を
いつでも、どこからでも
すぐに見れる！



OnDoll

ご利用イメージ

クラウドで
一括管理！！



治験薬管理で、実際に病院様にご導入いただいております

製品の詳細な情報は当社HPをご覧ください。
ご連絡、心よりお待ちしております！

導入していただいている病院様も
HPでご紹介しております！

無償評価貸出実施中！
まずは、お問い合わせください！



Computex[®]

株式会社コンピューテックス
京都市東山区五条橋東4-432-13 対嵐坊ビル

私たちは京都のメーカーです！
創立30周年を迎えました！

TEL 075-551-0528

EMAIL medical@computex.co.jp

HP <https://medical.computex.co.jp>

<https://www.computex.co.jp>

電話受付時間：
平日の午前9時～12時、13時～17時30分

FAX 075-551-2585

コンピューテックス OnDoll

CK0211(A)2106